

MASKEN-KOMPASS:

Das sind die Unterschiede



Maskentyp

CIVIL USE

Medizinischer
Mundschutz /
OP-Maske

FFP2

FFP3

FFP2/FFP3
mit Ventil

Schutz des Trägers
(Eigenschutz)

✗

✓
teilweise

✓

✓

✓

Schutz des anderen
(Fremdschutz)

✓
teilweise

✓

✓

✓

✗

Filterleistung

✗

≥ 98%

≥ 94%
(engmaschiger und
daher wirksam gegen
noch kleinere Partikel)

≥ 99%
(noch feiner als
FFP2, virendicht)

≥ 94% / ≥ 99%
filtert nur die
eingeatmete Luft,
nicht die Ausatemluft

Passform

✓
Maskenränder
undicht

✓
ungefiltertes Ein- und
Ausatmen an den un-
dichten Maskenrändern

✓
dichter Sitz,
Durchlass max. 11%

✓
dichter Sitz,
Durchlass max. 5%

✓
dichter Sitz,
Durchlass
max. 11% / 5%

Atemwiderstand /
Tragegefühl

✓

✓

✓
dichter Sitz, bei Atem-
problemen Masken mit
Ventil wählen

✓
dichter Sitz, bei Atem-
problemen Masken mit
Ventil wählen

✓
reduziert Atem-
widerstand, erhöht
Tragekomfort

Empfohlener
Einsatzbereich

privater Gebrauch

medizinische Bereiche
und überall, wo der
Mindestabstand nicht
eingehalten werden
kann, draußen oder in
geschlossenen Räumen,
Büros, Schulen

Altenheime, Kranken-
häuser, überall, wo
hohe Infektionsrisiken
bestehen

Altenheime, Kranken-
häuser, überall, wo
hohe Infektionsrisiken
bestehen

Altenheime, Kranken-
häuser, überall, wo
hohe Infektionsrisiken
bestehen, filtert nur die
eingeatmete Luft, nicht
die Ausatemluft

Verpflichtende
Angaben,
Prüfanforderung

keine

auf der Verpackung:
CE, EN 14683 Typ II
oder Typ IIR, Medizin-
produkt der Klasse I,
Hersteller bzw. Marke

auf dem Produkt: CE,
EN 149:2001+A1:2009,
Schutzklasse FFP2,
NR (not reusable)
oder R (reusable),
Hersteller bzw. Marke

auf dem Produkt: CE,
EN 149:2001+A1:2009,
Schutzklasse FFP3,
NR (not reusable)
oder R (reusable),
Hersteller bzw. Marke

auf dem Produkt: CE,
EN 149:2001+A1:2009,
Schutzklasse FFP2 bzw.
FFP3, NR (not reusable)
oder R (reusable),
Hersteller bzw. Marke

Gebrauchs-
anleitung
notwendig

✗

✗

✓

✓

✓

Hinweise / Tipps

–

fester Sitz erhöht die
Filterleistung und den
Schutz, Ohrschlaufen mit
Knoten verkürzen

keine unterschiedlichen Größen, nur Einheitsgrößen verfügbar
Masken mit Ohrschlaufen sind produktionsbedingt günstiger als Kopfbänder
Faltbar oder fester Cup: Wirkungsweise ist gleich, daher entscheidet
der persönliche Tragekomfort